



**Nombre del Producto** **RODILLERA PARA MENISCOS SPORT UNIVERSAL**

**Código** MI-60N

**Origen** Chile

**Marca** Blunding

**Descripción** Soporte de rodilla con orificio rotuliano, confeccionada en Neopreno Respirable y ajustable con cierre de contacto.

**Indicación** En síndrome rotuliano, subluxaciones y secuelas de luxaciones.  
En dolor asociado con prácticas deportivas y para aliviar dolores menores  
\*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

**Talla** Única

<b>Como Elegir</b>	<b>Medir</b>	<b>Única</b>
	Contorno de Rodilla	31 - 42 cm.

**Composición** Neopreno Respirable: 48% Algodón / 45% Poliéster / 7% Spandex  
Cierre de Contacto: 100% Nylon

**Color** Plata

<b>Código de barra</b>	<b>Talla</b>	<b>CÓDIGO</b>
	Small	7801001001545

**Envasado** Caja estuche: 19cm alto x 13cm ancho x 4cm fondo

**Unidad de Empaque** 25 Unidades

**Mantenimiento de Producto** Lavar a mano hasta 30° C de temperatura  
Lavar con los cierres de contacto adheridos para evitar la acumulación de pelusas  
No planchar

**Vigencia** Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

**Garantía** El producto esta diseñado para ser usado por una persona.  
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.  
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.  
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14