



Nombre del Producto RODILLERA SPORT

Código MI-61N

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de rodilla tubular con orificio rotuliano, confeccionada en Neopreno respirable con refuerzo en rotula.

Indicación Lesiones simples de rodillas.
 Irritaciones crónicas, postoperatoria y postraumática.
 Inestabilidades mediales de la rodilla.
 Uso profiláctico en deportes.
 Artritis y osteoartritis.
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir	Medir	Small	Medium	Large	Extra Large
	Contorno de Rodilla	31 cm. O menos	31 – 37 cm.	37 – 42 cm.	42 cm. O más

Composición Neopreno Respirable 82% SP Poliéster / 18% 75D Poliéster
 Cara Interna:
 Neopreno Respirable
 Cara Externa: 100% Nylon

Color Plata

Código de barra	Talla	CÓDIGO
	Small	7801001001552
	Medium	7801001001569
	Large	7801001001576
	Extra Large	7801001001583

Envasado Caja estuche: 26cm alto x 13.5cm ancho x 5.5cm fondo

Unidad de Empaque 20 Unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de temperatura
 Lavar con los cierres de contacto adheridos al elástico para evitar la acumulación de pelusas
 No planchar

Vigencia Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14