



Nombre del Producto RODILLERA POLICÉNTRICA SPORT

Código MI-63N

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte de Rodilla con orificio rotuliano, fabricada en neopreno respirable con dos barras laterales policéntricas de aluminio y ajuste superior e inferior con cierre de contacto.

Indicación En inestabilidades moderadas de la articulación.
Deformaciones traumáticas o degenerativas de la articulación de la rodilla.
Para protección de los largos períodos del tratamiento de rehabilitación.
Prevención de la hiperextensión de la rodilla.
Para prevenir lesiones por práctica deportiva.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir

Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
Contorno de Rodilla	31 cm. O menos	31 - 37 cm.	37 - 42 cm.	42 cm. O más

Composición

Neopreno Respirable	82% de SP Poliéster / 18% 75D Poliéster
Cara Interna:	Neopreno Respirable
Cara Externa:	100% Nylon
Barras Laterales:	100% Polipropileno

Color Plata

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Small	7801001001637
Medium	7801001001644
Large	7801001001651
Extra Large	7801001001668

Envasado Caja estuche: 26cm alto x 13.5cm ancho x 5.5cm fondo

Unidad de Empaque 20 Unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano hasta 30° C de temperatura
Lavar con los cierres de contacto adheridos al elástico para evitar la acumulación de pelusas
No planchar

Vigencia Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto está diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14