



Nombre del Producto	SUJETADOR DE PACIENTE PARA SILLA DE RUEDAS					
Código	S-8094					
Origen	Asia					
Marca	Blunding					
Descripción	Contención para silla de ruedas con soporte perineal y cintas acolchadas al paciente de los hombros, se abrocha por detrás por medio de hebillas Tip top. Permite libertad de movimiento en las extremidades y en el tórax, de colocación rápida y sencilla.					
Indicación	Evitar caídas desde sillas de ruedas. *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.					
Talla	Única					
Composición	Cinta militar 5cm.	100% Nylon				
	Cara Externa:	100% Nylon Tafetán				
	Cara Interna:	100% Poliuretano				
	Tip Top 50mm.:	100% Polipropileno				
Color	Blanco					
Código de barra	<table border="1" data-bbox="509 1113 997 1180"> <thead> <tr> <th>TALLA</th> <th>CÓDIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Única</td> <td>7801001007783</td> </tr> </tbody> </table>		TALLA	CÓDIGO	Única	7801001007783
TALLA	CÓDIGO					
Única	7801001007783					
Envasado	Bolsa 32cm alto x 20cm ancho x 3cm fondo					
Mantenimiento de Producto	Lavar a mano hasta 30° C de Temperatura					
Vigencia	<p>Guardar en un lugar seco</p> <p>Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.</p>					
Garantía	<p>El producto esta diseñado para ser usado por una persona.</p> <p>Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.</p> <p>Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.</p> <p>Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.</p>					
Certificación y Registros	<p>Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668</p> <p>Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14</p>					