

## Descripción

Levanta la superficie de apoyo del WC para facilitar el acceso a personas con problemas de movilidad. Sus brazos acolchados con goma ergonómica entregan apoyo y seguridad para levantarse.

- Material de la base: Plástico de alta resistencia
- Material de los brazos: Aluminio de alta resistencia forrados en goma ergonómica
- Elevación: 10 cms
- Apoya brazos abatibles
- Peso máximo: 100 kgs

## Medidas

Ancho máximo: 56 cms

Ancho asiento: 41 cms

Profundidad asiento: 44 cms

Apoya brazos: 22 cms de alto por 40 cms de largo

Garantía: 6 meses