

Descripción

Los baños portátiles son la solución perfecta para aquellas personas con movilidad reducida, de la tercera edad o en rehabilitación, a las que les es imposible trasladarse hasta el cuarto de baño, facilitando la eliminación de manera práctica. Este WC portátil está diseñado para personas con un sobrepeso y volumen importante.

- Baño con respaldo, apoyabrazos ergonómicos y asiento para otorgar una gran comodidad al usuario.
- Respaldo y asiento de plástico PE fácil de limpiar.
- Extra resistente para personas hasta de un peso de 200 kgs.
- Topes antideslizantes en las patas.
- Asiento desmontable para una fácil limpieza.
- Liviano y fácil de transportar.
- No requiere herramientas.
- Certificación de calidad europea (CE), FDA e ISO 13485.

Composición:

PVC y fierro de alta resistencia

Medidas

Ancho máximo: 73 cms

Altura asiento: 50 cms

Ancho asiento: 59 cms

Profundidad asiento: 47 cms

Altura respaldo: 29 cms

DESCRIPCION GENERAL:

Levanta la superficie de apoyo del WC para facilitar el acceso a personas con problemas de movilidad. Sus abrazos acolchados con goma ergonómica entregan apoyo y seguridad para levantarse.

ESPECIFICACIONES:

Material de la base: Plástico de alta resistencia

Material de los brazos: Aluminio de alta resistencia forrados en goma ergonómica

Peso máximo: 100 kgs

Colores: Base: crema / Apoya brazos: gris

Dimensiones: Ancho: 53 cms. / Largo: 45 cms.

Garantía: 1 año