

Descripción

Cojín anti escara viscoelástico con núcleo de gel, diseñado para mejorar la comodidad y la distribución del peso en los puntos de presión, evitando la aparición de UPP. Adecuado para personas discapacitadas en silla de ruedas, ancianos, trabajadores, conductores, personas sedentarias, etc.

Contiene una funda donde en la parte superior es lavable y no inflamable (estándar CA 117), y la base es anti deslizante. Soporta hasta 140 kilos.

Medidas: Alto: 8 cms /Ancho: 40cms / Largo: 40 cms.

Densidad: 30Kg/m³

Diseño: Cojín con gel líquido y espuma con memoria se moldearán automáticamente de acuerdo a la forma de los glúteos. Incluye correa de ajuste y sujeción

Alivio de la presión: a través de los canales con gel que brindan alivio a toda el área. La base de espuma proporciona soporte adicional.

Disipación de calor: El material de la cubierta de TPU reduce la acumulación de calor entre el cojín y el paciente.

Estable y antideslizante: Auto-moldeado ofrece estabilidad. Se utiliza material antideslizante en la base del cojín.

Protección de abajo hacia afuera: La estructura del gel líquido puede prevenir el efecto de hamaca.

Cubierta con grado médico: EL material de poliuretano de 2 vías es permeable al vapor, resistente al agua e ignífugo (certificación BS5852). La categoría de grado médico garantiza que sea antimicrobiano, hipoalergénico, no tóxico y libre de latex. Permite ser lavable.

Certificaciones: ISO 13485, CE

Garantía: 3 años