

## Descripción

Plataforma estable y práctica que permite al usuario sentarse sobre la tina para realizar las tareas de limpieza y baño. Fabricada en PVC de alta resistencia, se ajusta a todo tipo de ancho de tinajas. Largo de la base ajustable entre 43cm y 63cm. Resiste hasta 100 kgs.

## **Especificaciones:**

### **Material**

PVC blanco de alta resistencia.

Mango ergonómico de PVC para un fácil transporte

### **Dimensiones**

Ancho ajustable para tinajas: 43 cms hasta 63 cms

Largo total: 75 cms

Ancho del asiento: 25 cms

Alto de la plataforma: 4 cms

### **Peso**

2,8 kkg

### **Certificaciones**

CE, ISO9001

### **Procedencia**

China

### **Garantía**

6 meses