



Nombre del Producto	SILLA DE RUEDAS ANCHO 56CM
Código	SRA-06
Origen	Asia
Marca	Blunding
Descripción	<p>Estructura de Acero cromado de 1,2 mm. Gris opaco Diámetro estructura principal 22mm. Materiales de Tapicería: vinilo Negro Apoya brazos : desmontable mango de PVC Negro Apoya piernas : desmontable. Apoya pies : desmontable de PVC regulable en altura. Apoya brazos : desmontables. Rueda delantera TPR + PE, diámetro: 20 cm Rueda trasera: Mag de goma, llanta mano de plástico, diámetro: los 60cm Material de los paneles laterales: Acero cromado Llanta acero cromado Herramientas en bolsillo trasero. Barra transversal: Cruceta doble Herramientas en bolsillo trasero Tipo de freno: freno Side Ancho total : 78 cm. Ancho asiento : 54 cm. Alto total : 88 cm. Largo total: 95 cm. Peso total silla 21,5 kg. soporta hasta 150 kgs. *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.</p>
Talla	Universal
Color	Azul
Vigencia	<p>Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.</p>
Garantía	<p>El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.</p>
Certificación y Registros	<p>Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14</p>