



**Nombre del Producto** SILLA NEUROLÓGICA

**Código** SRA-07

**Origen** Asia

**Marca** Blunding

**Descripción**

Silla de ruedas de ruedas neurológica  
Estructura de Acero cromado color Plata de 1,2 mm. de espesor  
Diámetro estructura 25mm.  
Material del textil: Azul Oxford textil, Nylon, algodón y esponja.  
Posa piernas fijo ajustable en altura en tres posiciones.  
Posa pies aluminio regulable en altura.  
Posa brazos desmontable con apoya brazos de PVC  
Respaldo reclinable – convertible en camilla con 10 botones para regular la inclinación  
Posa cabeza con 2 botones para regulación de altura  
Material de la correa del reposapiés: Azul Oxford textil, Nylon, algodón y esponja.  
Rueda delantera de TPR + PE, diámetro de 20 cm gris  
Rueda trasera: neumático sólido, borde de mano de acero, diámetro: los 60cm Gris  
Freno de mano tipo Side  
Herramientas en bolsillo trasero.  
Ancho asiento 43 cm.  
Ancho total 65 cm.  
Cruceta una.  
Palanca de inclinación, costado derecho con una rueda de TPR + PE de 7cm de Diámetro  
Soporta hasta 136 kgs.  
Peso total silla 23,35 kg.  
\*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

**Talla** Universal

**Color** Azul

**Vigencia**

Guardar en un lugar seco  
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, seis meses posterior a la fecha de venta.

**Garantía**

El producto esta diseñado para ser usado por una persona.  
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.  
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.  
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

**Certificación y Registros** Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668  
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14