



Nombre del Producto	SILLA TRAUMATOLÓGICA
Código	SRA-18P
Origen	Asia
Marca	Blunding
Descripción	<p>Estructura: Acero 1.2 mm. de espesor Materiales de Tapicería: Azul Oxford textil, nylon, algodón y esponja. Apoya piernas : Desmontable, apoya piernas elevable Apoya brazos: Levante el apoya brazos Apoya pies: Aluminio Rueda delantera giratoria: Caucho termoplástico (TPR) + Polietileno (PE) Rueda trasera fija: 58 cm. de Goma e interior de plástico. Barra transversal: Cruceta doble Brazo de soporte: Poli cloruro de vinilo (PVC) + Espuma de poliuretano (PU) Freno: Palanca en ambos costados. El panel lateral : Polietileno (PE) Ancho total: 64 cm. Ancho del asiento: 45 cm. Profundidad del asiento: 40 cm. Altura del asiento: 50 cm. Altura del respaldo: 42 cm. Altura total: 85 cm. Peso del producto: 17.10 kgs. Capacidad de peso: 136 cm. Palanca de inclinación</p>
Indicación	*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.
Talla	Única
Color	Negro y Verde
Código de Barra	7801001009121
Envasado	Caja : 28 cm. ancho x 79 cm. largo x 88 cm. Alto
Unidad de Empaque	1 pieza por caja
Mantenimiento de Producto	Guardar en un lugar seco
Vigencia	Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.
Garantía	<p>El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.</p>
Certificación y Registros	Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668