



<b>Nombre del Producto</b>	<b>SILLA HOSPITALARIA RUEDA POLICARBONATO</b>
<b>Código</b>	SRA-19P
<b>Origen</b>	Asia
<b>Marca</b>	Blunding
<b>Descripción</b>	<p>Estructura de armazón: Acero, 1,2 mm de espesor Gris opaco Diámetro de estructura 22,5 mm. Materiales de Tapicería: Azul Oxford textil, Nylon, algodón y esponja. Reposa piernas : Elevable y Desmontable, con correa para la pierna de seguridad. Reposa brazos: Abatible de Poli cloruro de vinilo (PVC) + Espuma de poliuretano (PU) Apoya pies: Aluminio regulable en altura por medio de 6 botones. Posa piernas: removible regulable en altura con 6 botones de regulación Rueda delantera giratoria: Poli cloruro de vinilo (PVC) Exterior polipropileno diam. 19,5 cm. Rueda trasera fija: 58 cm. de Goma e interior de policarbonato Barra transversal: Cruceta doble Brazo de soporte: Poli cloruro de vinilo (PVC) + Espuma de poliuretano (PU) Freno: de palanca en ambos costados. Panel lateral: de Polietileno (PE) Ancho del asiento: 46 cm. Ancho total: 64 cm. Profundidad del asiento: 40 cm. Altura del asiento: 50 cm. Altura total: 85 cm. Herramientas en bolsillo trasero Frenos de palanca en ambos costados Peso del producto: 16,80 kg.. Capacidad de peso: 136kg. cm. Palanca de inclinación</p>
<b>Indicación</b>	*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.
<b>Talla</b>	Única
<b>Envasado</b>	Caja : 28 cm. ancho x 79 cm. largo x 88 cm. Alto
<b>Unidad de Empaque</b>	1 pieza por caja
<b>Mantenición de Producto</b>	Guardar en un lugar seco
<b>Vigencia</b>	Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante tres meses posterior a la fecha de venta.
<b>Garantía</b>	<p>El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.</p>
<b>Certificación y Registros</b>	Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668