



Nombre del Producto SILLA DE PASEO

Código SRA-21

Origen Asia

Marca Blunding

Descripción Estructura de Acero de 1,2 mm de grosor. Negra
Diámetro estructura 22mm.
Textil Oxford, Nylon y algodón respirable
Apoya pierna fija.
Apoya pies PVC fijo
Apoya brazos fijo
Rueda delantera inferior PVC Exterior polipropileno 15,2 cm. diámetro
Llanta de PVC.
Rueda trasera Neumática de 38cm.
Ancho asiento 43 cm.
Ancho total 60 ms.
Herramientas en el bolso trasero.
Una cruceta
Soporta hasta 100 Kg..
Peso total silla 12,5 kg.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Universal

Color Negro

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14