



Nombre del Producto	SILLA DE RUEDA STANDARD
Código	SRA-23
Origen	Asia
Marca	Blunding
Descripción	<p>Tipo de rueda trasera : Solida Diámetro rueda trasera : 58 cm. Tipo de rueda delantera : Solida Diámetro rueda delantera : 20 cm. Capacidad : 136 kg. Grosor de acero : 1.2 mm. Diámetro estructura : 20 mm. Material asiento y respaldo : Nylon Tipo de apoya brazo : Fijo Tipo de apoya pierna : Fijo Tipo de apoya pies : Ajustable Ancho de asiento : 49 cm. Herramientas Una cruceta Pintura : Recubrimiento en polvo Ancho total silla : 64 cm. Ancho silla plegada : 33 cm. Altura total silla : 86.5 cm. Profundidad asiento : 40 cm. Altura respaldo : 44 cm. *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.</p>
Talla	Universal
Color	Negro
Vigencia	<p>Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación.</p>
Garantía	<p>El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.</p>
Certificación y Registros	<p>Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14</p>