



<b>Nombre del Producto</b>	<b>SILLA PEDIÁTRICA</b>
<b>Código</b>	SRAL-16
<b>Origen</b>	Asia
<b>Marca</b>	Blunding
<b>Descripción</b>	<p>Estructura de aluminio anodizado de 1,8 mm. Rojo verde naranja Diámetro estructura 25 mm. Asiento y respaldo: Nylon relleno de esponja Posa pierna fija. Posa pies aluminio regulable en altura. Respaldo de Nylon Posa brazos abatible. Palanca de freno Apoya brazos de PVC Rueda delantera solida 15 cm. Llanta de acero cromado. Rueda trasera neumática 58cm. Ancho asiento 51cm. Alto 89cm. Herramientas en el bolso trasero. Cruceta de aluminio de 25mm. De diámetro y 2,5 mm. De espesor Soporta hasta 90 Kg. Peso total silla 13 Kg.. Plegable *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.</p>
<b>Talla</b>	Universal
<b>Color</b>	Rojo, Verde y Naranja
<b>Vigencia</b>	<p>Guardar en un lugar seco Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.</p>
<b>Garantía</b>	<p>El producto esta diseñado para ser usado por una persona. Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto. Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.</p>
<b>Certificación y Registros</b>	<p>Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14</p>