



Nombre del Producto FAJA TORÁCICA HOMBRE

Código TA-211

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte torácico de hombre confeccionado en elástico afelpado, libre de látex y ajustable con cierre de contacto.

Indicación En fracturas costales
 Neuritis intercostales
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Única

Como Elegir

Medidas	Única
Contorno de Tórax	75 – 130 cm.

Composición Elástico: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex
 Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Beige

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Única	7801001211005

Envasado Caja estuche: 18cm alto x 10cm ancho x 3.5cm fondo

Unidad de Empaque 25 unidades

Mantenición de Producto Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura
 Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro FDA N° 9104922
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14