



Nombre del Producto SOPORTE PARA HERNIA INGUINAL

Código TA-415

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte para hernia inguinal confeccionado en tela toalla y en su interior de algodón más elástico afelpado libre de látex, con oclusores de silicona forrados en algodón y ajustable con cierre de contacto.

Indicación Ejercer compresión en el canal inguinal
Se puede usar para controlar la hernia en espera de la cirugía reparadora
Se puede usar ante diagnóstico de hernia inguinal izquierda, derecha o bilateral
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir	Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
	Circunferencia cadera	90 cm. O menos	90 - 100 cm.	100 - 110 cm.	110 - 135 cm.

Composición Elástico: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex
Oclusores: 100% Silicona
Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Plata

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Small	7801001001330
	Medium	7801001000272
	Large	7801001000289
	Extra Large	7801001000296

Envasado Caja estuche: 18cm alto x 10cm ancho x 3.5cm fondo

Unidad de Empaque 24 unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura
Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
Registro FDA N° 9104922
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14