



Nombre del Producto SOPORTE ATLÉTICO

Código TA-416

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte Escrotal confeccionado con un cinturón elástico, más bolsa de algodón reforzado y dos elásticos rachel de cruce.

Indicación Para dar soporte en post operatorio de varicocele.
 Auxiliar en el tratamiento de la hernia inguinal y trastornos de la bolsa escrotal.
 Protección genital para práctica deportiva.
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla Única

Como Elegir

Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
Circunferencia cadera	90 cm. O menos	90 - 100 cm.	100 - 110 cm.	110 - 135 cm.

Composición Cuerpo: 100% Algodón
 Elástico: 54% Poliéster / 40% Nylon / 6% Spandex

Color Beige

Código de barra

TALLA	CÓDIGO
Única	7801001211005

Envasado Caja estuche: 13cm alto x 9cm ancho x 3cm fondo

Unidad de Empaque 24 unidades

Mantención de Producto Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura
 Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14