



Nombre del Producto SUSPENSOR ESCROTAL

Código TA-417

Origen Chile

Marca Blunding

Descripción Soporte escrotal confeccionado en tela de toalla, más bolsa de Stokinett algodón y bandas de elástico rachel, ajustable con cierre de contacto.

Indicación Auxiliar en el tratamiento de la hernia inguinal.
 Trastornos de la bolsa escrotal y post operatorio de varicocele.
 En edema escrotal.
 *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Talla S-M-L-XL

Como Elegir	Medidas	Small	Medium	Large	Extra Large
	Circunferencia cadera	60 – 102 cm.	102 – 128 cm.	128 – 140 cm.	140 – 168 cm.

Composición Elástico: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex
 Stokinett 100% Algodón
 Cierre de Contacto: 100% Nylon

Color Plata

Código de barra	TALLA	CÓDIGO
	Small	7801001001842
	Medium	7801001000333
	Large	7801001000340
	Extra Large	7801001000357

Envasado Caja estuche: 13cm alto x 9cm ancho x 3cm fondo

Unidad de Empaque 24 unidades

Mantenimiento de Producto Lavar a mano o maquina hasta 30° C de Temperatura
 Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas

Vigencia Guardar en un lugar seco
 Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
 Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
 Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
 Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros Certificación de Norma ISO-9001/2008 Sección 8.2.3 N° CL13/20100668
 Registro FDA N° 9104922
 Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14