

Descripción

Medidor de presión automático de uso domiciliario o profesional sirve para monitorear la presión arterial y frecuencia cardíaca en adultos.

No usar en niños.

Características

Principio de medición: Oscilógrafo

Tamaño Manguito: 290mm x 72mm (+/- 5mm)

Circunferencia Rango de Muñeca 135-195mm.

Rango de Medición: Presión: 40~280mmHg. ± 5 mmHg.

Frecuencia Cardíaca : 30~160 veces/minuto $\pm 5\%$

Fuente de Poder: 3V DC (2 Baterías AAA)

Capacidad de Memoria: 90 memorias con rango y fecha

Despliegue en Pantalla: Presión Arterial (Sistólica y Diastólica) frecuencia cardíaca, fecha, hora, indicación de batería, ícono de corazón, numero de memoria.

Peso sin baterías: 74 grs.

*Blinding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Mantenimiento de Producto Temperatura: 20-60°C Humedad: < 95% HR

No exponer al sol directamente, ni temperaturas sobre 60°C y bajo -20°C

Remover baterías si no se usa por un tiempo prolongado

Vigencia Guardar en un lugar seco

Blinding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, tres meses posterior a la fecha de venta.